

Załącznik nr 2
LAP.6150-U.10.....2017

Lp	Asortyment /nr kat.	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Łączna cena netto	Stawka Vat %	Łączna cena brutto	Nazwa handlowa/Producent
1	<p><u>Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - spektrum działania: * B- EN 13727 * F-EN 13624 * Tbc- EN 14348 * V- EN 14476 - gotowe do użycia, nasączone preparatem, wolne od alkoholi, fenoli, aldehydów - nie wymagające splukiwania - kompatybilny do różnych rodzajów powierzchni (różne tworzywa) - przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych, sprzętu-w tym głowice USG, stetoskopy - czas działania do 5 minuty - rozmiar 20-25 cm na 13-25cm 							
	<ul style="list-style-type: none"> - opakowanie pozwalające na wielokrotne otwieranie i zamykanie 100-200 chusteczek 	1 szt	250 000 sztuk					
	<ul style="list-style-type: none"> - opakowanie wkłady wymienne po 100-200 chusteczek 	1 szt	350 000 sztuk					
2	<p><u>Suche ścierki sporobójcze do powierzchni na bazie kwasu nadoctowego*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - spektrum działania: * B- EN 13727 lub EN 14561 	1 szt	12 500 sztuk					

	<ul style="list-style-type: none"> * F-EN 13624 lub EN 14562 * Tbc- EN 14348 lub EN 14563 * V- EN 14476 * S-EN 13704 - wolne od chloru, alkoholi, fenoli, aldehydów - niewymagające spłukiwania - kompatybilny do różnych rodzajów powierzchni (różne tworzywa) - przeznaczone do szybkiej dezynfekcji powierzchni - czas działania do 5 minuty - rozmiar 20-25cm na 25-35cm 						
3	<p>Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i chlorek dwudecyldwumetyloamoniowy; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie od 1 min.na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy Noro, Polyoma; w opakowaniach po 60 chusteczek z możliwością późniejszego uzupełnienia; gramatura chusteczki 60g/m2, wymiary 15,2x20cm, dopuszczone do dezynfekcji pomp infuzyjnych Perfusor oraz sprzętu elektronicznego niepozostawiające smug, wyrób medyczny klasy II A. *</p> <p>Opakowanie typu tuba Opakowanie typu wkład</p>	<p>1 op 1op</p>	<p>120 op 1000op</p>				
	*oferowane preparaty nie mogą wymagać dodatkowych specjalnych środków ochrony osobistej (np.specjalnych masek, specjalnych rękawiczek, itp)						

<p>Zamawiający zastrzega sobie prawo w celu weryfikacji wiarygodności danych dotyczących oferowanych produktów zawartych w ofercie do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie próbek oferowanego produktu pod rygorem odrzucenia oferty przedmiotów</p>
