



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 19 stycznia 2023 r.

AT.R.334.4.2023

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. „**Dostawa akcesoriów do Poradni Konsultacyjnej przy Oddziale Okulistycznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**”, wpłynęły 3 pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### **Pytanie 1:**

„Dot. Pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści panel optotypów odległość robocza 2-7m, pozostałe parametry bez zmian? „

**Odpowiedź: TAK.**

### **Pytanie 2:**

„Dot. Pakietu 2. Kasety szkieł próbnych. Czy Zamawiający dopuści kasetę szkieł próbnych o parametrach:

Zestaw szkieł dla kasety BR-260 – 260 szkieł

Zakres szkieł sferycznych: 39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach:

0.25D do 6.00D w krokach co 0.25

6.50D do 10.00D w krokach co 0.50

11.00D do 14.00D w krokach co 1.00

16.00D do 20.00D w krokach co 2.00

Zakres szkieł cylindrycznych: 20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach:

0.25D do 4.00D w krokach co 0.25

4.50D do 6.00D w krokach co 0.50

Zakres szkieł pryzmatycznych:

14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0

Akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkło, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany, szkło o wartości 0D

Wszystkie szkła w metalowych oprawkach, nie ograniczających pola widzenia, cylindry wyraźnie zaznaczone kolorem oraz szlifem na szkło, dodatkowo oś cylindra ustawiona jest w osi uchwytu szkła, co ułatwia pracę w ciemnym pomieszczeniu”.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie 3:**

„Dot. Pakietu 2. Oprawa próbna. Czy Zamawiający dopuści oprawę próbną o parametrach  
pełna regulacja podstawy nosa

regulacja długości zauszników

regulacja rozstawu źrenic

obrót cylindra

możliwość jednoczesnego zainstalowania 5 szkieł próbnych (cztery z przodu, jedna z tyłu)

zakres PD 48-80 mm

wymienny „nosek” dla dziecka w komplecie”

**Odpowiedź: TAK.**

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu